

Pathologisches Institut Koblenz Gemeinschaftspraxis Gemeinschaftspraxis für Histologie und Zytodiagnostik

Übersicht Fixierung/Übersicht OP- Material/Biopsien/KM-Aspirat/peripheres Blut

Untersuchungsmaterial	nativ	Gepuffertes Formalin 4%
Schnelldiagnosen	umgehend / gekühlt (aber nicht gefroren!!!)	
Grosse OP-Präparate	-	Verhältnis Formalin/ Gewebe mind. 5:1
Biopsien/Probexcisionen	-	Verhältnis Formalin/ Gewebe mind. 5:1
KM-Aspirat	Ausstriche, luftgetrocknet (Präp.technik s. 8.1.4.2)	-
Peripheres Blut	Ausstriche, luftgetrocknet (Präp.technik s. 8.1.4.1)	-